

LM LASEMAR1500

TECHNISCHE DATEN

Technologie	Diodenlaser (GaAs)
Laserklasse	4
Wellenlänge	1470nm
Ausgangsleistung	max. 15 Watt
Betriebsart	Pulsbetrieb - Dauermodus
Anzahl von Impulsen pro Sequenz	Von 1 bis 100
Pulslänge	Einstellbar von 1 bis 9000 ms - Schrittweite 1 ms

Elektrische Versorgung AC 230 V 50/60 Hz

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Abmessungen 305 mm x 350 mm x 15 mm
Gewicht 8,5 kg


CE 0476 FDA



LASEMAR® 1500,
lieferbar in SILBER, SCHWARZ, GOLD und ROT.

BEAUTY TECH

Schwittberg 111
D-58708 Mendен
Telefon: +49 2373 395 30 20

  endolliftgermany

E-Mail : info@beauty-tech.de
Web : www.beauty-tech.de

LM LASEMAR1500




EUFOTON
medical lasers



endollift 

1470 NM: DIE GOLDSTANDARD-WELLENLÄNGE FÜR WASSER- UND FETTABSORPTION



LASEMaR® 1500 ist ideal für die ästhetische Medizin, plastische Chirurgie und endovenöse Chirurgie. Durch seine spezifische Wellenlänge emulgiert er Fett einfach und schnell für die laserunterstützte Lipolyse.

Das niedrigere Energieniveau von Endolift® ist eine vorteilhafte Ergänzung für die Straffung der Haut. LASEMaR® 1500 wird mit der LIGHTSCAN™-Technologie zur allmählichen Verjüngung der Haut und zur Behandlung von Aknenarben eingesetzt. In der phlebologischen Chirurgie ist LASEMaR® 1500 bei 1470nm derzeitiger Goldstandard für die endovenöse Laserablation: Der Laser wird ambulant angewendet.

DER VIELSEITIGSTE 1470-NM-LASER ENDOLIFT® | LADYLIFT® | LIGHTSCAN™

LASERUNTERSTÜTZTE LIPOLYSE | PHLEBOLOGIE | PROKTOLOGIE
ALLGEMEINE CHIRURGIE | MEDIZINISCHE THERAPIE

ENDOLIFT®-VERFAHREN

ENDOLIFT® ist ein neuartiges Laser-Lifting. Es arbeitet mit keinen Fasern, die ohne Schnitte in die Haut eingeführt werden. So wird eine sofort sichtbare Straffung der Haut erzielt, die lange anhält – ohne Ausfallzeiten.

LADYLIFT®

LADYLIFT® ist eine sichere Behandlung ohne Nebenwirkungen für Vaginalatrophie, Stressharnkontinenz und die Spannung der Vaginalwände. Mit einer innovativen Technologie-Kombination aus Infrarotlaser und LADYLIFT®-Handstück wird die Bildung und der Umbau des Kollagens der Schleimhaut beschleunigt.

LIGHTSCAN™ 1500

FRAKTIONIERTE NICHTABLATIVE HAUTVERJÜNGUNG

Energie, Punktmenge und Füllhöhe sind individuell anpassbar. Die Anwender können Abmessungen und Dichte des Laserpunktes individuell einstellen. Die Behandlung kann im linearen oder zufälligen Abtastmodus stattfinden.

LASER-ASSISTIERTER LIPOLYSE

LASEMaR® 1500 für schnellen und effizienten Fettsaugung, Hautstraffung und Konturierung. Er kann vielseitig eingesetzt werden: im Gesicht, am Hals, an den Wangen, am Bauch, an den Oberschenkelinnenseiten, an den Hüften, am Gesäß, an den Knien, an den Armen und bei allen fibrötischen Hautveränderungen durch Alterung oder eine vorherige Operation der klassischen Liposkulptur.

PHLEBOLOGISCHE CHIRURGIE

Die Behandlung des Refluxes der großen und kleinen Saphenusvene ist möglich, genauso die Behandlung der Periluecero-Varizen, des fraktionierten Debridements von venösen Ulzera und die Photobiomodulation venöser Ulzera.

ALLGEMEINE UND PROKTOLOGISCHE CHIRURGIE

Die Anwendung in der minimalinvasiven allgemeinen und proktologischen Chirurgie sind folgenden Therapieformen möglich: Hämorrhoidektomie, Analfisteln, Hyperhidrosis und Vulnolose.

Zubehör (Optional)



LIGHTSCAN™ 1500



LIPOKIT - KANÜLEN



LADYLIFT® AUFSÄTZE

ENDOLIFT® ermöglicht eine nichtchirurgische Behandlung zur Bildung neuer Hautstrukturen, für bessere Hautliftung und die Reduzierung überschüssigen Fetts.

Für die ENDOLIFT®-Behandlung werden Eufoton®-spezifische mikrooptische FTF-Fasern (verschiedene Durchmesser, je nach Behandlungsbereich) verwendet. Sie können diese ohne Einschnitte oder Anästhesie unter die Haut einführen. Direkt in der oberflächlichen Hypodermis bildet sich ein Mikrotunnel, der entlang der Antigravitationsvektoren ausgerichtet ist.

Die FTF-Mikrochleitfasern wirken in der Dermis wie ein intradermales Lichtweg und übertragen die Laserenergie. So entstehen sofort sichtbare Ergebnisse. Für die Patienten bringt diese Behandlung nur Vorteile mit sich: minimale bis gar keine Ausfallzeiten, keine Schmerzen oder Erholungszeiten. Sie können schon kurz danach wieder arbeiten und alle Freizeitaktivitäten ausführen.

DIE NEUE KÖNIGSKLASSE DES FACELIFTINGSLASERGESTÜTZTE ENDOLIFT® METHODE

ENDOLIFT® ist ein minimalinvasives Laserverfahren, das in der endo-geweblichen (interstitiellen) ästhetischen Medizin eingesetzt wird. Die Wirkung erstreckt sich sowohl auf tiefe als auch oberflächliche Hautschichten, Straffen und Schrumpfen der Bindegewebssepten, Stimulieren der Kollagenproduktion und die Reduzierung von übermäßigem Fettgewebe.

- ▶ WIEDERAUFBAU DER GESICHTSKONTUREN
- ▶ NATÜRLICHE ERGEBNISSE MIT NUR EINER BEHANDLUNG
- ▶ LANGFRISTIGE & ZUFRIEDENSTELLEND ERGEBNISSE
- ▶ SCHONENDES VERFAHREN, KEINE AUSFALLZEIT FÜR DIE PATIENTEN

NUR EINE BEHANDLUNG | KEINE ANÄSTHESIE | SOFORTIGE ERGEBNISSE

Vorteile ENDOLIFT® Methode

Ambulante Behandlung, schnell und sicher



Keine oder minimale Erholungszeit, Keine Schnitte



Langfristige Wirkung, - nur eine Sitzung nötig



sichere, sichtbare und sofortige Ergebnisse



Behandlungen sind vorgeinstellt, intuitive Bedienung



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Conzola



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Dall'Aconeto